


Gynotal® Szülészeti Gél

A biztonságos gyermekszülés megkönnyítéséhez...

2 fecskendő a szülés A stádiumához 1 fecskendő a szülés B stádiumához 3 applikátor	
--	---



Termékismertető

A szüléset területén megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek (szülésznők, orvosok) használhatják, ill. alkalmazhatják.

A Gynotal® szülészeti gél használata előtt kérjük, olvassák el a mellékelt tájékoztatót.

Alkalmazás és a csomag tartalma

A Gynotal® szülészeti gél csomag tartalma: Egyszer használatos, steril fecskendők, amelyek 12 ml szülészeti gélt tartalmaznak:

2 fecskendő a szülés A stádiumához

1 fecskendő a szülés B stádiumához

3 applikátor

Termékjellemzők

A Gynotal® szülészeti gél steril és egyszer használatos termék. Nem allergén, bioadhezív, elektromosan vezető, izotóniás, enyhén savas, latexmentes, tartósítószer-mentes termék, amely nem irritálja a nyálkahártyát és a szemet. A Gynotal® szülészeti gél nem tartalmaz gyógyszerészeti hatóanyagokat. A Gynotal szülészeti gél szagtalan, színtelen termék; egyszer használatos fecskendőkbe csomagolva. A gél enyhén viszkózus, izotóniás és kissé savas: pH értéke 5,5-6,5; elektromos vezetőképessége 5,0-9,0 mS/cm. Fertőtlenítése gamma-sugárzással történt.

Egyéb jellemzők

Gynotal® a szülés A stádiumához: Erősen bioadhezív

Gynotal® a szülés B stádiumához: Közepesen bioadhezív

Összetétel

Az egyszer használatos fecskendőbe töltött 12 ml mennyiségű szülészeti gél a következőket tartalmazza:

Propilénglikol, karbomer, hidroxietilcellulóz, desztillált víz.

Felhasználási javaslat

A Gynotal® szülészeti gélt speciálisan a hüvelyen keresztül történő szülés megsegítésére fejlesztették ki. Erősen bioadhezív, és kiemelkedő vízmegkötő képességgel rendelkezik. A Gynotal® szülészeti gél használata megkönnyíti a szülési folyamatot mind az anya, mind a gyermek számára, valamint védi a gátat is. A Gynotal szülészeti gél használható első és többszori terhesség esetén, valamint a korábban császármetszéssel szült nőknél is.

A Gynotal® szülészeti gél a következő esetekben használható:

- A hüvelyen keresztül történő szülés megkönnyítésére, az először szülő nők esetében a szülési folyamatot gátló súrlódás csökkentésére.
- A hüvelyen keresztül történő szülés megkönnyítésére, az anya és a gyermek védelme érdekében a szülési folyamatot gátló súrlódás

csökkentésével a többször szülő nők, a vízben szülések és a korábban császármetszéssel szült nők esetében.

- A (a megfigyelések alapján) várhatóan elnyújtott, ill. problémás szülések kiküszöbölésére.
- A hüvelyi beavatkozások (vákuum, fogó) megkönnyítésére.
- A gát és a hüvely védelmére hüvelyi szülések esetén.
- A szülést követően a hüvelyben, húgyvezetékben kialakuló égésérzet csökkentésére.

Speciális felhasználási javaslatok:

Kizárólag a szülőcsatornában történő helyi alkalmazásra.

Gynotal® a szülés A stádiumához: Megfelel a szülés első stádiumában történő alkalmazásra.

Gynotal® a szülés B stádiumához: Megfelel a szülés második stádiumában történő alkalmazásra, valamint a méhlepény kézzel történő elkülönítéséhez.

Adagolás és alkalmazás

A Gynotal® szülészeti gélt a szülés közben történő hüvelyi vizsgálat során alkalmazzák kezdve az első hüvelyi vizsgálattal. Minden egyes hüvelyi vizsgálat során kb. 3 ml gélt helyeznek a hüvelyi szülőcsatornába steril kesztyűt használva, a gélt egyenletesen elosztatva. A behelyezés megkönnyítése érdekében műanyag applikátor használható; kb. 3 ml gélt helyezünk el a feltárt terület előtti szakaszon. A lehető legjobb minőségű bevonat keletkezése érdekében, a hüvely szárazsága esetén, biztosítani kell a megfelelő nedvességet is megfelelő mennyiségű folyadék hozzáadásával. Erre a célra standard oldatok, pl. nátrium klorid oldat vagy egyéb aszeptikus oldatok használatosak. Még több gélt alkalmazzunk a magzatburok megrepedése utáni 15-30 percen belül. A Gynotal® szülészeti gél felgyorsítja a szülésnek mind az első, mind pedig a második stádiumát. A Gynotal® szülészeti gélt tehát a szülés teljes folyamatában kell használni. A szülés A stádiumához előírt Gynotal® használata speciálisan az első stádium alatt, míg a szülés B stádiumához előírt Gynotal® a második stádium alatt javasolt. A szükséges átlagos Gynotal® szülészeti gél adag szülésenként 10-30 ml. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Gynotal® szülészeti gél maximális adagja 30 ml lehet. A gélt a szülészeti területén megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazhatják.

Óvórendszabályok

A termék a bliszter csomagolás kinyitásáig steril. Ha a csomagolás megsérült, vagy kinyitották, vagy a lejárató idő letelt, a szülészeti gélt ne használjuk fel. Annak érdekében, hogy a fecskendőket steril körülmények között tartsuk, a bliszter csomagolás kinyitását követően a fecskendőket a steril anyagokra vonatkozó előírások szerint kezeljük. Amikor az újszülött feje megjelenik, az arcát (beleértve a szemét és az orrát is) száraz ruhával le kell törölni. Ha szükséges, a tisztítást el kell végezni a száj/orr felületén is. A csúszás megakadályozása érdekében száraz ruha alkalmazása javasolt akkor is, amikor a baba teljesen kinn van. Mivel a Gynotal® szülészeti gél elektromosan vezető, az alkalmazását követően bármilyen elektrosebészeti eljárás bármikor elvégezhető, pl. császármetszés közben vagy haemostasis esetén miközben a szülőcsatorna helyreállításra kerül. Ezáltal a Gynotal® szülészeti gélt nem szabad más gélekkel együtt használni, mert visszafordíthatják a Gynotal® szülészeti gél elektromos vezetőképességét.

Biokompatibilitás és a termék használata terhesség alatt

A Gynotal® szülészeti gélt a biokompatibilitás tekintetében a nemzetközi irányelveknek megfelelően vizsgálat alá vetették. Ezeknek a teszteknek az eredményeképpen nincs semmilyen utalás arra vonatkozólag, hogy a terméknek valamilyen káros hatása lenne az anyára vagy az újszülöttre nézve.

Mellékhatások: A mai napig semmilyen káros hatásról nem történt jelentés.

Kölcsönhatás: A mai napig semmiféle, kölcsönhatással kapcsolatos esetről nem történt jelentés.

Ellenjavallatok:

A Gynotal® szülészeti gél nem alkalmazható olyan nők esetében, akik allergiások a termék valamelyik összetevőjére.

Tárolás és tárolhatósági idő

A Gynotal® szülészeti gél tárolhatósági ideje 5 év. Szobahőmérsékleten (< 30°C) kell tárolni, közvetlen napsugártól védve. Lejáratí idejét a külső csomagoláson lévő felirat mutatja. **Ne használjuk fel a lejárt termékeket!**